

PREMIUM

wózek inwalidzki specjalny

nr katalogowy **VCWK9CP**

CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej
- płynna regulacja kąta nachylenia oparcia poprzez zastosowanie siłowników gazowych do pozycji półleżącej (35°)
- demontowalny zagłówek z regulacją ustawienia położenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej
- skokowa regulacja ustawienia głębokości siedziska wraz z wydłużeniem tapicerki siedziska
- demontowalna nylonowa tapicerka oparcia w kolorze czarnym
- oparcie wykonane na bazie taśm Velcro umożliwiających regulację siły napięcia
- gruba (5 cm), miękka poduszka siedziska
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem
- uchylne i demontowalne podnóżki do wyboru: z możliwością regulacji kąta zgięcia i długości oraz wsparciem podudzi lub standardowe z regulacją długości i kąta nachylenia platformy pod stopy wraz z zapiętkami
- możliwość zamiany ustawienia wysokości kół przednich i tylnych
- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia kół tylnych
- uchylne do tyłu i demontowalne podłokietniki wykonane z tworzywa
- możliwość regulacji położenia podłokietników w płaszczyźnie poziomej i pionowej
- tylna barierka stabilizująca wózek przy rozkładaniu oparcia
- wzmocniony krzyżak powodujący większą sztywność wózka
- regulowany kąt ustawienia widelcy kół przednich
- tylne kółka antywywrotne z regulacją wysokości
- przednie koła pełne, rozmiar 8"
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- hamulce wałkowe z regulacją siły docisku
- aluminiowe ciągi



 **VITEA[®]**
CARE
Premium

PRODUCENT/ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

PREMIUM*wózek inwalidzki
specjalny*nr katalogowy **VCWK9CP****WSKAZANIA:**

Wózek inwalidzki służy do indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych. Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej

Szerokość siedziska (cm)	42 i 46
Głębokość siedziska (cm)	40-52
Szerokość wózka złożonego/rozłożonego (cm)	36/61 i 68
Wysokość wózka bez zagłówka (cm)	87 - 97
Wysokość wózka z maksymalną wys. zagłówka (cm)	146
Wysokość zagłówka (cm)	16 - 43
Wysokość siedziska z przodu (cm)	45 - 50
Wysokość siedziska z tyłu (cm)	40 - 50
Długość wózka (cm)	106 - 116
Waga wózka (kg)	21
Maksymalne obciążenie (kg)	115

PRODUCENT/ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.