

PD

## parapodium dynamiczne

model PD

### CECHY PRODUKTU:

- urządzenie łączące cechy ortozy TLSO+HKAFO typu dynamicznego
- umożliwiające lokomocję (poprzez balans tułowiem) pacjenta z niedowładem kończyn dolnych
- dobra stabilizacja przednia i boczna tułowia
- elementy płozowe z platformami przyśrodkowymi dla umieszczenia stóp (dolny tylny punkt podparcia)
- łukowate obejmy kolanowe przednie (środkowy punkt podparcia)
- otwierany od tyłu pas biodrowy (górny tylny i przedni punkt podparcia)
- bardzo szeroki zakres regulacji umożliwiający jak najlepsze dopasowanie
- urządzenia zapewniając przy tym pełen komfort i bezpieczeństwo pacjenta
- opcje dodatkowe: pasy stabilizujące stopy, wzmocnione uchwyty kolan, uchwyty nadgarstkowe, klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, pas tylny, dodatkowe poduszki boczne

### ZASTOSOWANIE:

Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe, szczególnie dla pacjentów z paraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD. Umożliwia szeroko rozumianą rehabilitację poprzez pionizację oraz samodzielną lokomocję pacjenta bez pomocy osób trzecich.

### PRZECIWWSKAZANIA:

- głębokie upośledzenie umysłowe,
- stany przed udarowe mózgu,
- stany przedzawałowe,
- silnie zaawansowana osteoporoza z deformacjami kończyn dolnych,
- zaburzeniami osi długich kończyn.



**VITEA<sup>®</sup>  
CARE**

	100	125	150	180	200
Szerokość kamizelki (cm)*	21 - 29	25 - 35	29 - 43	37 - 61,5	37 - 61,5
Głębokość kamizelki (cm)*	16,5 - 23	20 - 28	23 - 34	26 - 38	29 - 41
Szerokość urządzenia (cm)	42,5 - 58	48 - 68	53 - 83	62 - 99	62 - 99
Długość urządzenia (cm)	58 - 61	64 - 70	83 - 88	83 - 88	83 - 88
Wysokość urządzenia (cm)	66 - 86	77 - 96	93 - 120	118 - 155	128 - 165
Wzrost (cm)	85 - 105	105 - 125	126 - 180	151 - 180	181 - 200
Maksymalna waga pacjenta (kg)	30	50	50	85	95

\* pomiary bez tapicerki

PRODUCENT/ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.  
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.